

СПЕЦИФИКАЦИЯ: Дезинфицирующее средство Ди-МиГ

Состав: пропанол-1, аммоний пропионат и ПАВ

Назначение:

- быстрая дезинфекция 5 минут небольших по площади и труднодоступных поверхностей
- дезинфекция медицинской мебели и оборудования, в т.ч. куветов для новорожденных, аппаратов ИВЛ, наркозно-дыхательной аппаратуры и др.
- дезинфекция стоматологических наконечников, зеркал
- дезинфекция внутренней поверхности обуви с целью профилактики грибковых заболеваний

Сфера применения: в ЛПО, в СПА салонах, в салонах красоты и парикмахерских, на предприятиях фармацевтической промышленности, общественного питания, на коммунальных объектах, в учреждениях торговли, образовательного профиля, социальной сферы и сферы обслуживания, в автомобилях скорой медицинской помощи, на транспорте и др.

Особенности применения:

- быстро высыхает
- не оставляет разводов и следов на поверхности
- применяется в присутствии людей