

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Наименование</b>  | Технологическое вспомогательное средство «Секурол»   |   |
| <b>Описание</b>  | <p>Вязкая жидкость, вязкость - 950 мПа.<br/>         Цвет - от светло-желтого до желтого цвета.<br/>         Запах – слабый, специфический.<br/>         Плотность - 1,16 кг/л.<br/>         Водородный показатель: рН (0,01% рабочий раствор) – 6,0±1,0<br/>         Содержание сухих веществ – 43,0%.</p>                                      |   |
| <b>Состав</b>  | Цетилпиридиний хлористый, карбоксиметилцеллюлоза (носитель), додецилбензолсульфоновой кислоты натриевая соль   |   |
| <b>Нормативная документация</b>                              | ТУ 2482-001-24399366-2015<br>Декларация о соответствии<br>Регистрационный номер: TC N RU Д-RU.АБ05.В.09971   |   |
| <b>Действие на различные формы микроорганизмов и грибов:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• золотистый стафилококк</li> <li>• bacillus cereus</li> <li>• кишечная палочка</li> <li>• сальмонелла</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• синегнойная палочка</li> <li>• вирус простого герпеса</li> </ul> |
| <b>Токсичность</b>   | Нетоксичен. Не обладает хронической токсичностью, не накапливается в тканях организма.   |   |
| <b>Особенности применения</b>                                | Хорошо растворим в воде, не меняет рН среды.   |   |
| <b>Способ применения</b>                                     | Вспомогательное средство «Секурол» применяется в количестве, необходимом для достижения технологического эффекта. Обработку тушек птицы проводят 0,01%-ным (по препарату) рабочим раствором. Концентрация рабочего раствора является рекомендуемой и может быть изменена в зависимости от обсемененности тушки птицы и воды в ваннах охлаждения. |   |
| <b>Форма выпуска</b>   | Пластиковые канистры 1 л, 5 л.   |   |
| <b>Условия хранения</b>                                      | От -15 до +35 <sup>0</sup> С   |   |
| <b>Срок годности</b>   | 3 года   |   |
|  |  |   |